

Conveen®

Засоби при нетриманні сечі в чоловіків



Coloplast



**ГАРЯЧА ЛІНІЯ
COLOPLAST A/S (Данія)**

(050) 437 30 30

(067) 516 30 30



Безкоштовне забезпечення людей з інвалідністю сечоприймачами та уропрезервативами

Відповідно до законодавства України особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах засоби реабілітації, вироби медичного призначення, зокрема сечоприймачі та уропрезервативи.

Кроки до безкоштовного забезпечення сечоприймачами та уропрезервативами

Отримати групу інвалідності

Отримати ІПР


Звернутися з заявою до лікаря

(050) 437 30 30


(067) 516 30 30

Сечоприймальна система Conveen® (Конвін)

Сечоприймальна система Conveen (Конвін) розроблена з урахуванням анатомічних і фізіологічних потреб чоловіків та складається з 3-х компонентів:



Використання сечоприймальної системи Conveen® (Конвін)



Крок 1

Надягніть
уропрезерватив

Крок 2

Прикріпіть сечо-
приймач до ноги
за допомогою
ремінців

Крок 3

З'єднайте
уропрезерватив
і сечоприймач

Крок 4

Опорожніть
сечоприймач



ГАРЯЧА ЛІНІЯ
COLOPLAST A/S (Данія)

(050) 437 30 30

(067) 516 30 30

Зовнішній уропрезерватив Conveen® Optima (Конвін Оптіма)



- 💧 Самоклеючий
- 💧 Без латексу
- 💧 Ø — 25, 28, 30, 35, 40 мм

Зовнішній уропрезерватив Conveen Optima (Конвін Оптіма) самоклеючий

Розмір	Каталожний номер
Ø 25 мм	22025
Ø 28 мм	22028
Ø 30 мм	22030
Ø 35 мм	22035
Ø 40 мм	22040

Зовнішній уропрезерватив самоклеючий виготовлений із силікону, не містить латексу.

Потовщений гофрований зливний порт забезпечує постійний, безперебійний відтік сечі.

Внутрішня поверхня уропрезерватива — адгезив, що забезпечує надійне кріплення.

Стрічка-петелька дозволяє розкрутити уропрезерватив людям з обмеженою рухливістю рук.

Зовнішній уропрезерватив поставляється **в компактному пластиковому контейнері з кольоровим кодуванням** для зручності використання.



Зовнішній уропрезерватив Conveen® Security+ (Конвін Секюріті+)



- 💧 Самоклеючий
- 💧 Без латексу
- 💧 Ø — 25, 30, 35, 40 мм

Зовнішній уропрезерватив Conveen Security +
(Конвін Секюріті+) самоклеючий

Розмір	Каталожний номер
Ø 25 мм	5225
Ø 30 мм	5230
Ø 35 мм	5235
Ø 40 мм	5240

Зовнішній уропрезерватив самоклеючий виготовлений з термопластичного еластомеру, не містить латексу.

Потовщений гофрований зливний порт забезпечує постійний, безперебійний відтік сечі.

Внутрішня поверхня уропрезерватива — адгезив, що забезпечує надійне кріплення.

Розкручується за допомогою **стрічки**.

Пластиковий аплікатор для безконтактної фіксації.



Зовнішній уропрезерватив Conveen® (Конвін)



- 💧 Самоклеючий
- 💧 Містить латекс
- 💧 Ø — 25, 30, 35 мм

Зовнішній уропрезерватив Conveen (Конвін) самоклеючий

Розмір	Каталожний номер
Ø 25 мм	5200
Ø 30 мм	5205
Ø 35 мм	5210

Зовнішній уропрезерватив самоклеючий виготовлений з гіпоалергенного латексу.

Потовщений гофрований зливний порт забезпечує постійний, безперебійний відтік сечі.

Внутрішня поверхня уропрезерватива — адгезив, що забезпечує надійне кріплення.

Розкручується за допомогою **стрічки**.

Пластиковий аплікатор для безконтактної фіксації.



Зовнішній уропрезерватив Conveen® (Конвін)



- 💧 З липкою смужкою
- 💧 Містить латекс
- 💧 Ø — 25, 30, 35 мм

Зовнішній уропрезерватив Conveen (Конвін) з липкою смужкою

Розмір	Каталожний номер
Ø 25 мм	5125
Ø 30 мм	5130
Ø 35 мм	5135

Зовнішній уропрезерватив з липкою смужкою виготовлений з гіпоалергенного латексу.

Потовщений гофрований зливний порт забезпечує постійний, безперебійний відтік сечі.

Уропрезерватив укомплектований липкою смужкою з двостороннім гідкроколоїдним адгезивом, що забезпечує надійне кріплення.





Сечоприймач ножний **Conveen®** **Security+** (Конвін Секюріті+)

Об'єм 750 мл, дренажна трубка 50 см



- Антирефлюксний клапан
- Гнучка гофрована дренажна трубка
- Можливість вкорочення дренажної трубки
- Подвійна пропайка зовнішнього краю
- Зливний клапан-защіпка

Кат. № 05167

Гнучка гофрована дренажна трубка забезпечує захист та вільний відтік сечі навіть при згинанні трубки.

Сечоприймач можна закріпити на нозі за допомогою ремінця Конвін (кат. № 05050).

Зливний клапан у вигляді защіпки зручний у використанні навіть для людей з обмеженою функцією рук.

Комбінований мішок **Conveen®** **Standard** (Конвін Стандарт)

Об'єм 1500 мл, дренажна трубка 90 см



- Антирефлюксний клапан
- Гнучка дренажна трубка
- Можливість вкорочення дренажної трубки
- Подвійна пропайка зовнішнього краю
- Зливний клапан-защіпка
- Мірна шкала дозволяє контролювати кількість рідини всередині

Кат. № 05062

Сечоприймач можна закріпити на нозі за допомогою ремінця Конвін (кат. № 05050).

Зливний клапан у вигляді защіпки зручний у використанні навіть для людей з обмеженою функцією рук.

Сечоприймач приліжковий Conveen® Basic (Конвін Бейсік) Об'єм 2000 мл, дренажна трубка 100 см



- 💧 Анtireфлюксний клапан
- 💧 Подвійна пропайка зовнішнього краю
- 💧 Зливний клапан Т-подібної форми
- 💧 Защіпка слайд екшин теп
- 💧 Мірна шкала дозволяє контролювати кількість рідини всередині

Кат. № 21804

Сечоприймач виготовлений з міцного матеріалу. Зовнішній край має подвійну пропайку

Сечоприймачі Conveen (Конвін)

	Назва	Об'єм мішка	Дренажна трубка	Каталожний номер
	Сечоприймач Conveen Security+ (Конвін Секюріті+) ножний, гофрована трубка	750 мл	50 см	05167
	Сечоприймач Conveen Standard (Конвін Стандарт), комбінований мішок	1500 мл	90 см	05062
	Сечоприймач Conveen Basic (Конвін Бейсік), приліжковий	2000 мл	100 см	21804



Ремінець Conveen® (Конвін) до ножного сечоприймача

- Ремінці Conveen (Конвін) призначені для кріплення сечоприймача до ноги.
- В упаковці є 2 ремінці для фіксації верхньої та нижньої частини сечоприймача.
- Ремінці забезпечують комфортну й надійну фіксацію сечоприймача на нозі.



Кат. № 05050



Сечоприймачі Конвін (кат. №05167, №05062, №21804) містять спеціальні прорізи для кріплення мішка.



Безкоштовне забезпечення людей з інвалідністю сечоприймачами та уропрезервативами

Відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами визначено кількість та строки надання:

Найменування виробу	Строк	Кількість
Сечоприймачі	1 місяць	30 шт
Зовнішні уропрезервативи	1 місяць	30 шт
Фіксуючі стрічки/ремінці сечоприймача до ноги/ліжка	3 місяці	2 шт



Coloplast

Колопласт — турбота про вас

Інформація призначена винятково для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. Повна інформація про виріб медичного призначення викладена в інструкції із застосування.

Виробник: Колопласт А/С, Хольтедам 1, 3050 Хумлебаек, Данія

Представник в Україні: Представництво Колопласт А/С, вул. Герцена, 17/25, офіс 20, тел./факс (044) 507-25-12

Декларація про відповідність: №CL-1 (ред. 2) від 01.06.2020; №CL-2019-4 (ред. 2) від 01.06.2020; №CL-2019-5 (ред. 2) від 01.06.2020; CL-7 від 09.09.2020; CL-2019-3 (ред. 4) від 29.03.2021

Матеріал затвержено до друку 15.08.2021 р.