

Однокомпонентні калоприймачі Coloplast



Калоприймач 17500

Калоприймач стомічний однокомпонентний Alterna Free.

Відкритий, непрозорий, з фільтром.

Розмір для вирізання 12-75 мм.



Калоприймач 12802

Калоприймач стомічний, післяопераційний Alterna, з віконцем.

Відкритий, прозорий.

Розмір для вирізання 10-100 мм.



Калоприймач 5985

Калоприймач стомічний однокомпонентний Alterna.

Відкритий, прозорий.

Розмір для вирізання 10-70 мм.



Калоприймач 5885

Калоприймач стомічний однокомпонентний Alterna.

Відкритий, непрозорий.

Розмір для вирізання 10-70 мм.



Калоприймач 5875

Калоприймач стомічний однокомпонентний Alterna.

Відкритий, непрозорий.

Розмір для вирізання 10-50 мм.



Калоприймач 6300

Калоприймач стомічний тс 2000 однокомпонентний.

Відкритий, непрозорий.

Розмір для вирізання 15-60 мм.



Калоприймач 5900

Калоприймач стомічний тс 2000 однокомпонентний.

Відкритий, прозорий.

Розмір для вирізання 15-60 мм.



Калоприймач 6100

Калоприймач стомічний тс 2000 однокомпонентний.

Відкритий, прозорий, Large.

Розмір для вирізання 10-80 мм.

Калоприймач 5787



Калоприймач стомічний однокомпонентний Alterna.

Закритий, непрозорий, з фільтром.

Розмір для вирізання 10-70 мм.

Двокомпонентні калоприймачі Coloplast



Калоприймач 1691

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.

Мішок відкритий, непрозорий.

Фланець 40 мм.

Калоприймач 1692

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.

Мішок відкритий, непрозорий.

Фланець 50 мм.

Калоприймач 1693

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.

Мішок відкритий, непрозорий.

Фланець 60 мм.



Калоприймач 1681

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.

Мішок закритий, непрозорий.

Фланець 40 мм.

Калоприймач 1682

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.

Мішок закритий, непрозорий.

Фланець 50 мм.

Калоприймач 1683

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.

Мішок закритий, непрозорий.

Фланець 60 мм.

**Калоприймач 1758**

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna УРО.

Мішок відкритий, прозорий.

Фланець 50 мм.

Об'єм 375 мм.

**Калоприймач 1771**

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna. Пластина.

Фланець 40 мм.

Розмір для вирізання 10-35 мм.

Калоприймач 1776

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna. Пластина.

Фланець 50 мм.

Розмір для вирізання 10-45 мм.

Калоприймач 1779

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna. Пластина.

Фланець 60 мм.

Розмір для вирізання 10-55 мм.

**Калоприймач 13171**

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.

Пластина Long Wear.

Фланець 40 мм.

Розмір для вирізання 10-35 мм.

Калоприймач 13181

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.

Пластина Long Wear.

Фланець 50 мм.

Розмір для вирізання 10-45 мм.

Калоприймач 13191

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.

Пластина Long Wear.

Фланець 60 мм.

Розмір для вирізання 10-55 мм.



Калоприймач 46759

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.
Пластина Convex.
Фланець 50 мм.
Розмір для вирізання 15-33 мм.

Калоприймам 46769

Калоприймач стомічний двокомпонентний Alterna.
Пластина Convex.
Фланець 60 мм.
Розмір для вирізання 15-43 мм.

Допоміжні аксесуари



Паста Coloplast

Каталожний номер **2650**

Попереджує підтікання кишкового вмісту під калоприймач, захищає шкіру навколо стоми.



Паста Brava в полосці

Каталожний номер **26555**



Пояс для калоприймача стомічного Alterna

Каталожний номер **4210**

Використовується тільки з двокомпонентними калоприймачами.



Абсорбуючий порошок Brava

Каталожний номер **19075**

Призначений для догляду за подразненою шкірою навколо стоми